

- Sans câble
- Large sangle arrière
- Trois couleurs



Notre meilleur vendeur

Le neXus 3 est notre déambulateur le plus vendu. Il est muni d'une large sangle arrière et de roues robustes, ce qui en fait un compagnon de vie quotidien parfait.



Facile à plier

La série de déambulateurs neXus la plus vendue repense les dispositifs d'aide à la marche. Doté du tout premier cadre breveté pliant croisé, il établit la norme pour la conception des dispositifs d'aide à la marche du futur. Le déambulateur neXus 3 est équipé d'un cadre pliant croisé, ce qui le rend extrêmement facile à plier. Le sac souple à fermeture éclair se replie sans se détacher du déambulateur. Il peut rester indépendamment en position pliée lorsque le déambulateur en est muni. La conception à pliage croisé permet également au déambulateur de se plier partiellement pour passer dans des espaces encore plus étroits. Le déambulateur comprend les accessoires d'aide au marchepied, la sangle arrière et le panier souple. Le déambulateur comprend les accessoires - sac souple à fermeture éclair et dossier rembourré.



Frein anatomique et large sangle arrière


Les poignées de frein anatomiques et sans câble offrent une sécurité et un confort accrus. Ainsi, aucun câble ne s'accroche dans les objets du domicile. Le système de freinage sans câble assure également des années d'utilisation sans problème. L'anatomie et une bonne communication visuelle ont été au cœur de la conception des poignées de frein. Les poignées sont confortables et la balle rouge les rend bien visibles. La structure pliante croisée permet une ergonomie de marche supérieure en offrant un vaste espace de marche. Le siège rembourré, profilé et matelassé offre un endroit de repos confortable. La sangle arrière peut être retournée pour permettre deux positions assises.

Offert en noir, bleu et rouge

Le neXus 3 est offert en trois tailles différentes, soit le neXus 3 Super bas, le neXus 3 Bas et le neXus 3 Standard. Toutes les tailles sont offertes en noir, en bleu et en rouge (bourgogne).




Caractéristiques



Dossier rembourré
Confort pour le dos de l'utilisateur assis. Peut être retourné dans les deux sens. Inclus avec le déambulateur.



Siège rembourré en mousse
Offre un endroit de repos confortable pendant la marche.



Poignées anatomiques de frein
Les poignées anatomiques de frein sont faciles à utiliser et confortables.

Accessoires



Plateau
Pratique pour poser des articles légers. Charge maximale 2 kg/4,4 lb. N° de pièce 93316.



Panier rigide
Idéal pour les courses. Charge maximale 4,5 kg/10 lb. N° de pièce 4510.



Porte-canne ou parapluie
Simplifie le transport d'une canne ou d'un parapluie. N° de pièce 93317.



Porte-gobelet
Se fixe en quelques secondes sans outils. Convient aux bouteilles et gobelets de taille standard. N° de pièce 90394.



Dispositif d'aide pour gravir les bordures
Permet au déambulateur de monter sur un trottoir. N° de pièce 93315.



Étiquette d'identification verte
Se fixe au déambulateur en quelques secondes. N° de pièce 90393.



Étiquette d'identification Canada
Se fixe au déambulateur en quelques secondes. N° de pièce 90392.



Sac souple à fermeture éclair
Sac souple qui se plie avec l'aide à la mobilité. Capacité maximale 5 kg/11 lb. N° de pièce 93280.

Spécifications techniques

Nom de la pièce	N° de la pièce	Hauteur de la poignée (Min. – Max.)	Hauteur du siège	Largeur totale	Largeur entre les poignées	Distance entre les roues arrière	Taille de la roue	Poids du produit
neXus 3 Super bas	Noir 470018	78 cm – 86 cm 30,5 po – 34,1 po	48 cm 19 po	58 cm 23 po	45 cm 17,5 po	47 cm 18,5 po	20 cm x 3 cm 8 po x 1,2 po	7,6 kg 16,9 lb
	Bleu 470018B							
	Rouge (bourgogne) 470018R							
neXus 3 Bas	Noir 470022	78 cm – 93 cm 30,5 po – 36,5 po	56 cm 22 po	58 cm 23 po	45 cm 17,5 po	47 cm 18,5 po	20 cm x 3 cm 8 po x 1,2 po	7,7 kg 17,1 lb
	Bleu 470022B							
	Rouge (bourgogne) 470022R							
neXus 3 Standard	Noir 470024	83 cm – 101 cm 32,5 po – 39,8 po	61 cm 24 po	58 cm 23 po	45 cm 17,5 po	47 cm 18,5 po	20 cm x 3 cm 8 po x 1,2 po	7,8 kg 17,3 lb
	Bleu 470024B							
	Rouge (bourgogne) 470024R							

Poids maximal de l'utilisateur : 200 kg/441 lb



Noir



Bleu



Rouge

Le neXus 3 est offert en trois couleurs différentes, soit noir, bleu et rouge (bourgogne).

*Nous améliorons la liberté de mouvement
et la qualité des soins pour les gens.*