

Comfort Sling Soft & Comfort Sling Soft High

Assise sur un harnais

Écartement des jambes

Confortable



Nos harnais Confort sont conçus pour apporter au patient confort et sentiment de sécurité. Les jambes ne sont pas séparées et le poids du patient est réparti de manière égale afin de réduire la pression, ce qui en fait une option appropriée pour les patients souffrant de douleurs. Ces harnais existent en deux modèles, dont l'un avec un soutien supplémentaire pour la tête.

Tissu unique

Nos harnais Confort sont fabriqués en maille Soft Air, un matériau exclusif à Human Care. Ce matériau doux favorise moins de repositionnement, ce qui en fait le choix optimal pour les patients souffrant de douleur. De plus, le matériau ne favorise pas la dégradation de la peau et peut donc être laissé derrière le patient pendant de courtes périodes.

Conception fonctionnelle

Nos harnais Confort ne comportent ni renforts ni poignées et sont dotés de jambes non divisées qui répartissent uniformément le poids du patient. Grâce à une répartition uniforme, la pression est réduite et le confort du patient est accru. Nos harnais Confort sont disponibles dans un modèle à dossier moyen et un

modèle à dossier haut qui offre un soutien supplémentaire de la tête. Les deux harnais sont considérés comme des harnais « d'assise » et sont mis en place lorsque le patient est allongé.

Entretien et ajustement faciles

Nos harnais sont fabriqués selon les normes de qualité les plus strictes. Ils sont dotés de sangles renforcées et d'une sangle en nylon très résistante autour de l'élingue pour les rendre suffisamment solides pour résister même à une utilisation très active. Chaque étiquette de harnais est codée par couleur pour garantir une sélection rapide et facile du harnais approprié et les sangles sont codées par couleur pour faciliter la détermination du positionnement requis.



Dispositifs d'aide
à la marche



Lits médicaux



Solutions de levage



Hygiène



Fauteuils de transfert
convertibles

Accessoires



Boucles d'extension

Utilisé pour prolonger les sangles de levage afin de modifier la position de levage ou pour maintenir les parties des jambes ensemble. Longueurs assorties
N° de pièce 90707



Rembourrage et supports de jambe

Idéal pour les utilisateurs ayant la peau sensible ou souffrant de douleurs.
No de pièce : 21146-S, M, L
Supports renforcés. Taille unique.
No de pièce 25102



Housse rembourrée

Protège l'utilisateur de l'impact de la barre de suspension. Ne pas utiliser dans un environnement humide.
No de pièce 50866



Barres de suspension pour suspension à 2, 3 ou 4 points

Réf. no. 57551, 55764 (2 or 3-Point - dégagement rapide), 55619 (4 points - fixation au crochet de pied)

Levage



Utilisation vers/depuis un lit

Convient pour les transferts et les repositionnements vers et depuis un lit. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.




Utilisation vers/depuis un fauteuil

Convient pour les transferts et les repositionnements vers/depuis un fauteuil. Peut être laissé derrière le patient pendant une courte période.



Utilisation vers/depuis le sol


Adapté aux transferts depuis le sol.



Utilisation pour l'habillage ou le déshabillage


Convient aux opérations d'habillage et de déshabillage.

Soins et caractéristiques



Maille aérée douce (Soft Air Mesh)

Matériau léger, frais et respirant. Convient aux peaux sensibles.



Entretien

Les instructions d'entretien se trouvent sur l'étiquette. Utilisez un sac de blanchisserie de qualité médicale pour laver.

Spécifications techniques

Numéro de pièce		Taille	Couleur	Modèle no 25064			Modèle no 25069			
				A	B	C	A	B	C	
Harnais confortable Soft	Harnais Confort Haut Soft									
25064-JM	25069-JM	Junior Medium	JM	76 cm / 30 po	73 cm / 28,7 po	90 cm / 35,4 po	76 cm / 30 po	73 cm / 28,7 po	111 cm / 43,7 po	
25064-S	25069-S	Small	S	76 cm / 30 po	80 cm / 31,5 po	100 cm / 39,3 po	76 cm / 30 po	80 cm / 31,5 po	122 cm / 48 po	
25064-M	25069-M	Medium	M	86 cm / 33,9 po	90 cm / 35,4 po	110 cm / 43,3 po	86 cm / 33,9 po	90 cm / 35,4 po	134 cm / 52,8 po	
25064-L	25069-L	Large	L	96 cm / 37,8 po	105 cm / 41,3 po	116 cm / 45,7 po	96 cm / 37,8 po	105 cm / 41,3 po	139 cm / 54,7 po	
25064-XL	25069-XL	Extra Large	XL	106 cm / 41,7 po	118 cm / 46,5 po	120 cm / 47,2 po	106 cm / 41,7 po	118 cm / 46,5 po	145 cm / 57,1 po	
Poids maximum de l'utilisateur		300kg/ 660 lb								

* Disponible en longueurs assorties : 10 cm/3,9 po (21180-10), 15 cm/5,9 po (21180-15), 20 cm/7,8 po (21180-20), 25 cm/9,8 po (21180-25), 35 cm/13,7 po (21180-35)



Nous améliorons la liberté de mouvement et la qualité des soins aux personnes.

www.humancaregroup.com



HUMAN CARE SUÈDE (SIÈGE SOCIAL)
Årstaängsvägen 21B
117 43 Stockholm
+46 8 665 35 00
humancaregroup.com

HUMAN CARE CANADA
10-155 Colonnade Road
ON K2E 7K1 Ottawa
+1 613 723 6734
info.ca@humancaregroup.com

HUMAN CARE PAYS-BAS
Elspeterweg 124
8076 PA Vierhouten
+31 577 41 21 71
Courriel : info.nl@humancaregroup.com

HUMAN CARE ÉTATS-UNIS
8006 Cameron rd, Suite K
TX 78754 Austin, États-Unis
+1 512 76 7199
Courriel : info.us@humancaregroup.com