



Sans câble

Excellente ergonomie
pour la marche

Siège confortable



Conception fine et bien pensée

Le neXus oNe est l'un de nos déambulateurs les plus minces, ce qui le rend parfait pour une utilisation dans les espaces étroits.



Facile à plier

La série de déambulateurs neXus la plus vendue repense les dispositifs d'aide à la marche. Doté du tout premier cadre breveté pliant croisé, il établit la norme pour la conception des dispositifs d'aide à la marche du futur. Tout comme le déambulateur neXus 3, le neXus oNe est équipé d'un cadre pliant croisé, ce qui le rend extrêmement facile à plier. Le sac souple à fermeture éclair se replie sans se détacher du déambulateur. Il peut rester indépendamment en position pliée lorsque le déambulateur en est muni. Bien que le déambulateur neXus oNe soit principalement destiné à un usage intérieur, ses roues de 6 po en font un excellent déambulateur pour marcher dans des espaces plus étroits comme à la maison, dans les allées d'un magasin ou à l'aéroport. La conception à pliage croisé permet également au déambulateur de se plier partiellement pour passer dans des espaces encore plus étroits.

Frein anatomique et sans câble

Les poignées de frein anatomiques et sans câble offrent une sécurité et un confort accrus. Ainsi, aucun câble ne s'accroche dans les objets du domicile. Le système de freinage sans câble assure également des années d'utilisation sans problème. L'anatomie et une bonne communication visuelle ont été au cœur de la conception des poignées de frein. Les poignées sont confortables et la balle rouge les rend bien visibles. La structure pliante croisée permet une ergonomie de marche supérieure en offrant un vaste espace de marche. Le siège rembourré, profilé et matelassé offre un endroit de repos confortable.

Offert en trois tailles

Le neXus oNe est offert en trois hauteurs de siège différentes, soit neXus oNe 17, neXus oNe 20 et neXus oNe 22.



Aides à la mobilité



Lits de soins de



Solutions de levage




Hygiène



Chaises transformables

Caractéristiques




Dossier rembourré

Confort supplémentaire pour le dos de l'utilisateur assis. Peut être retourné dans les deux sens. Inclus avec le déambulateur. N° de pièce P48010.



Siège rembourré en mousse

Offre un endroit de repos confortable pendant la marche.



Poignées anatomiques de frein

Les poignées anatomiques de frein sont faciles à utiliser et confortables.




Plateau

Pratique pour poser des articles légers. Charge maximale 2 kg/4,4 lb. N° de pièce 93316.



Panier rigide

Idéal pour les courses. Charge maximale 4,5 kg/10 lb. N° de pièce 4510.



Porte-canne

Simplifie le transport d'une canne ou d'un parapluie. N° de pièce 93317.



Porte-gobelet

Se fixe en quelques secondes sans outils. Convient aux bouteilles de taille standard. N° de pièce 90394.



Dispositif d'aide pour gravir les bordures

Permet au déambulateur de monter sur un trottoir. N° de pièce 93315.



Étiquette d'identification verte

Se fixe au déambulateur en quelques secondes. N° de pièce 90393.



Étiquette d'identification Canada

Se fixe au déambulateur en quelques secondes. N° de pièce 90392.



Sac souple à fermeture éclair

Sac souple qui se plie avec l'aide à la mobilité. Capacité maximale 5 kg/11 lb. N° de pièce 93280.

Spécifications techniques

Nom de la pièce	N° de la pièce	Hauteur de la poignée (Min. – Max.)	Hauteur du siège	Largeur totale	Largeur entre les poignées	Distance entre les roues arrière	Taille de la roue	Poids du produit
neXus oNe 17	490017	72 cm – 80 cm 28,4 po – 31,5 po	47 cm 17 po	58 cm 23 po	44 cm 17,3 po	44 cm 17,3 po	15 cm x 3 cm 6 po x 1,2 po	7,7 kg 17 lb
neXus oNe 20	490020	74 cm – 89 cm 29 po – 35 po	51 cm 20 po	58 cm 23 po	44 cm 17,3 po	44 cm 17,3 po	15 cm x 3 cm 6 po x 1,2 po	7,9 kg 17,4 lb
neXus oNe 22	490022	79 cm – 97 cm 31 po – 38 po	56 cm 22 po	58 cm 23 po	44 cm 17,3 po	44 cm 17,3 po	15 cm x 3 cm 6 po x 1,2 po	8,1 kg 17,9 lb

Poids maximal de l'utilisateur : 160 kg/353 lb

*Nous améliorons la liberté de mouvement
et la qualité des soins pour les gens.*